

Crystar Past é uma pasta diamantada para acabamento e brilho em porcelana e esmalte.

Indicações:

- Acabamento e brilho em próteses fixas, metalocerâmicas, inlays, onlays, laminados em cerâmica e esmalte
- Polimento em esmalte após a retirada de brackets

Contra-indicações:

- O produto não apresenta restrições de uso, porém recomenda-se apenas para fins odontológicos.

Protocolo de Aplicação:

- **Próteses fixas e Metalocerâmicas**
 - Após o desgaste, utilizar borracha ou lixa de silico para deixar a superfície lisa. No caso da lixa, passar primeiro a média e após a lixa fina. Por último, dá-se o brilho utilizando a pasta com roda de feltro meio duro.
- **Inlays, Onlays e Laminados de Porcelana**
 - Em casos de inlays e onlays em porcelana, não proceder o ajuste oclusal antes da peça estar definitivamente cimentada.
 - Quando houver necessidade de desgaste em contatos prematuros e interferências, usar pontas de silicone e dar o brilho final com Crystar Past usando mini feltro e mini mandril.
 - Casos de laminados de porcelana faz-se necessário inúmeros ajustes na região incisal, devido interferências dos movimentos protusivos e latero protusivos, além de ajustes estéticos. Ao término desses procedimentos, efetuar o acabamento com pontas de silicone e brilho final com Crystar Past usando mini feltro.
- **Porcelana Gazeada**
 - Caso o profissional proceda algum desgaste para ajuste da peça, não será necessário outro glaze, basta usar Crystar Past com roda de feltro meio macia.
- **Acabamento e brilho de esmalte (Dentes Naturais)**
 - Após o uso da pasta profilática, usar as pastas Poli I (granulação média) e Poli II (granulação fina) para deixar a superfície bem lisa e a seguir utilize Crystar Past para o brilho final.
 - Com este procedimento o profissional eliminará a possibilidade de ocorrer o aparecimento de placas bacterianas, principalmente em casos de clareamento

dental em que o esmalte fica totalmente opaco e suscetível a aderência de placa bacteriana. Além disso, também pode retirar manchas de nicotina.

- ***Prótese de um Incisivo central***

- Se o esmalte do dente íntegro estiver sem brilho, o profissional terá dificuldades para acerto de cor, em virtude da diferença de textura. O melhor procedimento é dar um acabamento com as pastas Poli I e II e o brilho com Crystar Past. Assim o acerto de cores será perfeito e fácil.

- ***Retirada de Brackets***

- Após a retirada dos brackets, fazer a profilaxia com pasta profilática, usar as pastas Poli I e II deixando a superfície bem lisa e dar o brilho final com Crystar Past com mini feltro.

Precauções e Cuidados especiais:

- Ao utilizar a Poli I e Poli II em combinação com outras pastas, deve-se utilizá-las em feltros separados.

Apresentação:

- Seringa com 2g