





PROPRIEDADE FÍSICA



Após imersão em solução de fucsina básica por 1 semana



A: Dentes de resina composta de outra companhia
B, C: Dentes de resina acrílica dura (hard) de outra companhia

Desvio padrão

ESTRUTURA

Embora os dentes de resina acrílica sejam esteticamente agradáveis em forma e cor, possuem durabilidade reduzida. Para compensar esta defasagem, a Kota oferece ao mercado brasileiro dentes de resina composta.

Testes comprovam a durabilidade dos dentes de resina composta Yamahachi no decorrer de seu uso clínico, com **dureza duas vezes maior** do que a dos dentes acrílicos.

Usualmente, os dentes de resina composta são formados por um "urethane dimethacrylate" ou Bis-GMA e um enchimento, componentes que podem causar manchas. Sendo assim, a Yamahachi desenvolveu o **Soluut PX** por meio de um processo de **manufatura especial**, que utiliza um monômero de metacrilato de flúor único, atribuindo a qualidade anti-manchas aos dentes de resina composta similar a dos dentes acrílicos.



A tecnologia de prensagem em acrílico e resina composta evita problemas de descolar o acrílico da prótese total e de fraturas.

ATENÇÃO:

Ao esculpir a prótese em cera, riscar o contorno da gengiva, desgastar uma camada fina da parte de resina composta do colo para uma melhor união química com o acrílico da prótese total.



DENTES DE RESINA



O QUE É PX?

- Nº 1 do mundo em qualidade, estética e resistência à abrasão e fratura;
- Dentes de resina composta que não pigmentam;
- Opalescência e fluorescência natural;
- União química com o acrílico da prótese total;
- Aparência natural e excelente harmonia oral;
- Lateral proporcional à largura do central;
- Não mancha entre o colo do dente e o acrílico da prótese total.

NEW ACE – DENTES DE RESINA ACRÍLICA



DENTES ANTERIORES Lateral proporcional com largura do central

- ✓ Aparência natural e harmônica;
- ✓ 5 formas de dentes anteriores superiores;
- ✓ 20 modelos de dentes anteriores superiores;
- ✓ 16 cores universais.
- ✓ 2 formatos inovadores em relação ao mercado brasileiro (TL e SS);
- ✓ Opalescência do terço médio ao incisal;
- ✓ Dupla prensagem.



SOLUUT PX - DENTES DE RESINA COMPOSTA



DENTES ANTERIORES Lateral proporcional com largura do central

- ✓ Aparência natural e harmônica;
 - ✓ 6 formas de dentes anteriores superiores;
 - ✓ 24 modelos de dentes anteriores superiores;
 - ✓ 16 cores universais.
- O CSP possui formato diferenciado para casos de implantes, overdenture e reabsorção óssea.



DENTES POSTERIORES 30°



ESCALA COM 16 CORES UNIVERSAIS



DENTES POSTERIORES 20°



ESCALA COM 16 CORES UNIVERSAIS



MOSTRUÁRIO COM PREÇO ESPECIAL

New Ace com 20 dentes anteriores superiores



SUPORTE DE PROVA KOTA

A melhor maneira de escolher o tamanho, forma e cor dos dentes.

Semi-flexível e autoclavável.



REFINE BRIGHT

Resina acrílica para coroas provisórias e reparo em prótese total.



PATTERN BRIGHT

Resina acrílica autopolimerizável para fundição de copings, núcleos, coroas e soldas.



MOSTRUÁRIO COM PREÇO ESPECIAL

Solut PX com 24 dentes anteriores superiores



FOTO ILUSTRATIVO DO MOSTRUÁRIO NEW ACE

FOTO ILUSTRATIVA DO MOSTRUÁRIO SOLUUT PX